

» Pinzetten

» Forceps

» Pinces

» Pinzas

» Pinze



Pinzette mit TC® Hartmetallschneiden *Forceps with TC® tungsten-carbide inserts*

Pinces avec inserts TC® de carbure de tungstène
Pinzas con filo en TC® carburo de tungsteno *Pinze con inserti al TC® carburo di tungsteno*



Sämtliche Pinzette mit TC® Hartmetalleinlagen haben ein geschliffenes Profil. Dadurch ist ein schonendes und sicheres Fassen von Gefäßen, Gewebe und Nahtmaterial gewährleistet. Alle Hartmetallpinzette sind zur Kennzeichnung am Federende vergoldet.

All forceps with TC® tungsten carbide inserts are provided with a ground profile ensuring vessels, tissues and suturing materials being seized firmly and gently. To identify forceps bearing tungsten carbide inserts, their spring end is gold-plated.

Toutes les pincés munies de plaquettes TC® en carbure de tungstène ont le rectifié garantissant le saisissement sûr et soigneux de vaisseaux, tissus, et matériel à suturer. Les pincés munies de plaquettes en carbure de tungstène se reconnaissent par la dorure du bout postérieur.

Todas las pinzas dotadas de plaquitas TC® de carburo de tungsteno tienen el perfil afilado asegurando la toma firme y cuidadosa de vasos, tejidos y materiales para suturar. Pinzas con plaquitas de carburo de tungsteno se reconocen por la doradura de su parte trasera.

Tutti le pinze con inserti in carburo di tungsteno TC® (tungsten-carbide) assicurano una presa dell'ago sicura e forte, che previene la torsione dall'ago stesso. Le pinze con inserto in carburo di tungsteno sono riconoscibili per la doratura del manico o degli anelli.

Anatomische Pinzetten
Dressing forceps

Pinces à dissection
Pinzas de disección
Pinze anatomiche



STANDARD

		TC	Titan		TC	Titan	
105 mm – 4 ¼ "	03-101-105			03-102-105			03-103-105
115 mm – 4 ½ "	03-101-115	03-104-115		03-102-115			03-103-115
130 mm – 5 "	03-101-130	03-104-130		03-102-130	03-105-130		03-103-130
145 mm – 5 ¾ "	03-101-145	03-104-145	11-020-145	03-102-145	03-105-145		03-103-145
150 mm – 6 "	03-101-150	03-104-150		03-102-150	03-105-150		03-103-150
160 mm – 6 ½ "	03-101-160	03-104-160		03-102-160	03-105-160		03-103-160
180 mm – 7 "	03-101-180	03-104-180	11-020-180	03-102-180	03-105-180	03-106-180	03-103-180
200 mm – 8 "	03-101-200	03-104-200		03-102-200	03-105-200		03-103-200
230 mm – 9 "	03-101-230	03-104-230		03-102-230	03-105-230		
250 mm – 10 "	03-101-250	03-104-250	11-020-240	03-102-250	03-105-250		03-103-250
300 mm – 12 "	03-101-300	03-104-300		03-102-300			03-103-300
350 mm – 14 "	03-101-350						
400 mm – 15 ¾ "	03-101-400						

schmal
narrow
étroite
estrecha
strette

schmal
narrow
étroite
estrecha
strette

schmal
narrow
étroite
estrecha
strette

gebogen
curved
courbé
curvo
curvo

Anatomische Pinzetten

Dressing forceps

Pinces à dissection
Pinzas de disección
Pinze anatomiche



130 mm – 5 "	03-107-130
145 mm – 5 ¾ "	03-107-140
160 mm – 6 ¼ "	03-107-160
180 mm – 7 "	03-107-180

kreuzgerieft
 cross serrated
 striée
 estriada
 zigrinato a croce

Mod. UsA

120 mm – 4 ¾ "	03-110-120	03-116-120
130 mm – 5 "	03-110-130	03-116-130
145 mm – 5 ¾ "	03-110-145	03-116-145
155 mm – 6 "	03-110-155	03-116-155
180 mm – 7 "	03-103-131	03-116-180
210 mm – 8 ¼ "	03-110-200	03-116-200
250 mm – 9 ¾ "	03-103-164	03-116-250
310 mm – 12 ¼ "	03-110-300	03-116-300

schmal
 narrow
 étroite
 estrecha
 strette

Anatomische Pinzetten
Dressing forceps

Pinces à dissection
Pinzas de disección
Pinze anatomiche



STILLE

115 mm – 4 ½ "	03-128-115
130 mm – 5 "	03-128-130
150 mm – 6 "	03-128-150
170 mm – 6 ⅔ "	03-128-170
200 mm – 8 "	03-128-200
250 mm – 9 ¾ "	03-128-250




SEMKEN

		TC	Titan
125 mm – 5 "	03-130-125	03-131-125	03-132-125
155 mm – 6 "	03-130-155	03-131-150	

Anatomische Pinzetten
Dressing forceps

Pinces à dissection
Pinzas de disección
Pinze anatomiche



TAYLOR

		TC	Titan			TC	Titan
175 mm – 7"	03-135-175	03-136-175	03-137-175	03-138-175	03-139-185	03-224-185	03-141-185

INDUSTRY

Anatomische Pinzetten
Dressing forceps

Pinces à dissection
Pinzas de disección
Pinze anatomiche

TC



GERALD

		TC	Titan		
145 mm – 3 ¾ "					03-145-145
180 mm – 7 "	03-143-175	03-146-175	03-147-175	03-143-175	03-145-180
190 mm – 7 ½ "					03-145-190
230 mm – 9 "	03-143-230	03-146-230		03-143-230	
250 mm – 10 "	03-143-250			03-143-250	

Anatomische Pinzetten
Dressing forceps

Pinces à dissection
Pinzas de disección
Pinze anatomiche




GERALD

		TC	Titan		
145 mm – 3 ¾ "					03-145-145
180 mm – 7 "	03-143-175	03-146-175	03-147-175	03-143-175	03-145-180
190 mm – 7 ½ "					03-145-190
230 mm – 9 "	03-143-230	03-146-230		03-143-230	
250 mm – 10 "	03-143-250			03-143-250	

Anatomische Pinzetten
Dressing forceps

Pinces à dissection
Pinzas de disección
Pinze anatomiche

TC




GERALD

		TC	Titan		
145 mm – 3 ¾ "					03-145-145
180 mm – 7 "	03-143-175	03-146-175	03-147-175	03-143-175	03-145-180
190 mm – 7 ½ "					03-145-190
230 mm – 9 "	03-143-230	03-146-230		03-143-230	
250 mm – 10 "	03-143-250			03-143-250	

Anatomische Pinzetten

Dressing forceps

Pinces à dissection
Pinzas de disección
Pinze anatomiche



WANGENSTEEN

		TC
150 mm – 6 "	03-163-150	03-164-150
230 mm – 9 "	03-163-230	03-164-230
250 mm – 9 ¾ "		03-164-250
300 mm – 12 "	03-163-300	



PITTS-SMITH


		TC	Titan	
150 mm – 6 "		03-168-150		
180 mm – 7 "	03-167-180	03-168-180	03-169-180	03-170-180
210 mm – 8 ¾ "	03-167-210	03-168-210	03-169-210	03-170-210
230 mm – 9 "	03-167-230	03-168-230		03-170-230
250 mm – 9 ¾ "	03-167-250	03-168-250	03-169-250	03-170-250
300 mm – 12 "	03-167-300	03-168-300		03-170-300

WAUGH

150 mm – 6 "	03-165-150
180 mm – 7 "	03-165-180
200 mm – 8 "	03-165-200
250 mm – 9 ¾ "	03-165-250

chirurgische Pinzetten
Tissue forceps

Pinces à dissection à griffes
Pinzas de disección con dientes
Pinze chirurgiche




STANDARD

105 mm – 4 ¼ "	03-171-105	03-172-105			03-179-105
115 mm – 4 ½ "	03-171-115	03-172-115			03-179-120
130 mm – 5 "	03-171-130	03-172-130	03-173-130	03-174-130	03-179-130
145 mm – 5 ¾ "	03-171-145	03-172-145	03-173-145	03-174-145	03-179-145
150 mm – 6 "	03-171-150	03-172-150			03-179-150
160 mm – 6 ¼ "	03-171-160	03-172-150	03-173-160	03-174-160	03-179-160
180 mm – 7 "	03-171-180	03-172-180		03-174-180	03-179-180
200 mm – 8 "	03-171-200	03-172-200	03-173-200		03-179-200
250 mm – 9 ¾ "	03-171-250	03-172-250	03-173-250	03-174-250	03-179-250
300 mm – 12 "	03-171-300	03-172-300	03-173-300		03-179-300
350 mm – 14 "	03-171-350				
400 mm – 15 ¾ "	03-171-400				

schmal
 narrow
 étroite
 estrecha
 strette

chirurgische Pinzetten
Tissue forceps

Pinces à dissection à griffes
Pinzas de disección con dientes
Pinze chirurgiche



TC	TC	TC	TC	TC	TC	TC	TC
115 mm – 4 ½ "	130 mm – 5 "	140 mm – 5 ½ "	160 mm – 6 "	180 mm – 7 "	200 mm – 8 "	250 mm – 9 ¾ "	300 mm – 12 "
03-180-115	03-180-130	03-180-145	03-180-160	03-180-180	03-180-200	03-180-250	03-180-300

Pinzetten Forceps

Chirurgische Pinzetten Tissue forceps

Pinces à dissection à griffes
Pinzas de disección con dientes
Pinze chirurgiche




STILLE

130 mm – 5"	03-181-130	
150 mm – 6"	03-181-150	03-181a-150
170 mm – 6¾"	03-181-170	03-181a-170
200 mm – 8"	03-181-200	

MOD. USA

120 mm – 4¾"	03-182-120
130 mm – 5"	03-182-130
145 mm – 5¾"	03-182-145
155 mm – 6"	03-182-155
185 mm – 7"	03-182-180
210 mm – 8"	03-182-200
250 mm – 9¾"	03-182-250
310 mm – 12¼"	03-182-300




STONE

150 mm – 6"
03-183-150

LERCHE

150 mm – 6"
03-184-150




ADLERKREUTZ

130 mm – 5"		03-186-130
145 mm – 5¾"	03-185-145	03-186-145
150 mm – 6"	03-185-150	03-186-150
180 mm – 7"		03-186-180
200 mm – 8"	03-185-200	03-186-200
250 mm – 9¾"	03-185-250	03-186-250
300 mm – 12"	03-185-300	

chirurgische Pinzetten
Tissue forceps

Pinces à dissection à griffes
Pinzas de disección con dientes
Pinze chirurgiche




BR•PHY

200 mm – 8 "	03-187-200	08-327-200
--------------	------------	------------



P•TTS-SMITH

180 mm – 7 "	03-188-180	03-190-180
210 mm – 8 ¼ "	03-188-210	03-190-210
250 mm – 9 ¾ "	03-188-250	03-190-250
300 mm – 12 "	03-188-300	03-190-300
350 mm – 14 "	03-188-350	




HUDS•N
(EWALD)

120 mm – 4 "	03-191-120
--------------	------------


chirurgische Pinzetten
Tissue forceps

Pinces à dissection à griffes
Pinzas de disección con dientes
Pinze chirurgiche



ADS•N

			Light Weight	TC	Titan
120 mm – 4 ¾ "	03-192-120	03-193-120	03-192-120 LW	03-194-120	03-195-120
150 mm – 6 "	03-192-150			03-194-150	



ADS•N-MICR•


		Light Weight	TC
120 mm – 4 ¾ "	03-196-120	03-196-120 LW	03-197-120
150 mm – 6 "	03-196-150		03-197-150

ADS•N-
GRAEFE

120 mm – 4 ¾ "	03-198-120
----------------	------------

chirurgische Pinzetten
Tissue forceps

Pinces à dissection à griffes
Pinzas de disección con dientes
Pinze chirurgiche

ADS • N-
BR • WN


		Light Weight	TC	Titan	
120 mm – 4 ¾ "	03-199-120	03-199-120 LW	03-200-120	03-202-120	03-199-121
150 mm – 6 "	03-199-150		03-201-150		03-199-151

NEOA
INDUSTRY

chirurgische Pinzetten
Tissue forceps

Pinces à dissection à griffes
Pinzas de disección con dientes
Pinze chirurgiche

TC




GILLIES

TREVES

		Light Weight	TC	Titan
150 mm – 6 "	03-203-150	03-203-150 LW	03-204-150	03-205-150

125 mm – 5 "	03-206-130
--------------	------------



SEMKEN


DUVAL 1:2

125 mm – 5 "	03-207-125
150 mm – 6 "	03-207-155

145 mm – 5 ¾ "	145 mm – 5 ¾ "
03-208-001	03-208-002


chirurgische Pinzetten
Tissue forceps

Pinces à dissection à griffes
Pinzas de disección con dientes
Pinze chirurgiche



BINNEY

		TC	
175 mm – 7"	03-209-180	03-209-180	03-210-180



FERRIS-SMITH

		TC		TC
180 mm – 7"	03-211-180	03-212-180	03-213-180	03-214-180

chirurgische Pinzetten
Tissue forceps

Pinces à dissection à griffes
Pinzas de disección con dientes
Pinze chirurgiche



LANE

145 mm – 5 ½ "	03-215-145	03-216-145
180 mm – 7 "	03-215-180	03-216-180
200 mm – 8 "	03-215-200	03-216-200

BR • WN

150 mm – 6 "	03-217-150
200 mm – 8 "	03-217-200
250 mm – 9 ¾ "	03-217-250

DENIS
BR • WNE



190 mm – 7 ½ "	03-219-190
----------------	------------

WAUGH

150 mm – 6 "	03-218-150
180 mm – 7 "	03-218-180
200 mm – 8 "	03-218-200
250 mm – 9 ¾ "	03-218-250
300 mm – 12 "	03-218-300

chirurgische Pinzetten
Tissue forceps

Pinces à dissection à griffes
Pinzas de disección con dientes
Pinze chirurgiche



STILLE-BARRAYA

145 mm – 5 ½ "	03-220-145
160 mm – 6 ¼ "	03-220-160
180 mm – 7 "	03-220-180
200 mm – 8 "	03-220-200
250 mm – 9 ¾ "	03-220-250



TC

TAYLOR

				TC	Titan
175 mm – 7 "	03-221-175	03-222-175	03-223-175		03-225-185
180 mm – 7 "				03-224-185	




GERALD

		TC	Titan		TC
170 mm – 6 ¾ "	03-226-175	03-227-175	03-228-175	03-229-175	
180 mm – 7 "					03-230-175
230 mm – 5 "	03-226-230				03-231-185

chirurgische Pinzetten
Tissue forceps

Pinces à dissection à griffes
Pinzas de disección con dientes
Pinze chirurgiche

TC



CUSHING

		TC		TC
170 mm – 6 ¾ "	03-232-180	03-233-180	03-234-180	03-235-180

NEOA
 INDUSTRY


ohr- und nasenpinzetten
Ear and nose dressing forceps

Pinces auriculaires et nasaux
Pinzas auriculares y nasales
Pinze auricolari e nasali



TR•ELTSCH

150 mm – 6 "	03-236-150	08-859-150
180 mm – 7 "	03-236-170	08-859-170



TR•ELTSCH
(WILDE)

110 mm – 4 ¼ "	03-237-110		03-239-110
120 mm – 4 ¾ "	03-238-120	03-238-120/1	03-239-120

gekreuzt
cross action
croisé
cruzado
crociato



1:2


105 mm – 4 ¼ "
03-240-110

Columella Pinzette
Columella forceps
Pince à columella
Pinza para columella
Pinze per columella



LUCAE

140 mm – 5 ½ "	140 mm – 5 ½ "
03-241-140	03-242-140



JANSEN / GRÜNW ALD

160 mm – 6 ¼ "	03-243-160
195 mm – 7 ⅔ "	03-244-190
210 mm – 8 ¼ "	03-244-210



JANSEN / GRÜNW ALD

160 mm – 6 ¼ "	03-245-160
195 mm – 7 ⅔ "	03-246-190
210 mm – 8 ¼ "	03-246-210



C•ITTLE

145 mm – 5 ¾ "
03-247-145

irispinzetten *Iris forceps*


Pinces à iridectomie
Pinzas para Iris
Pinze per iridectomia



GRAEFE

105 mm – 4 ¼ "	0.5 mm	03-248-005	03-249-005	03-250-005	03-252-005	03-255-005	03-259-005
105 mm – 4 ¼ "	0.7 mm	03-248-007	03-249-007	03-250-007	03-252-007	03-255-007	03-259-007
105 mm – 4 ¼ "	1.5 mm	03-248-010	03-249-010	03-250-010	03-252-010	03-255-010	03-259-010

Spitze
tip
la pointe
la punta
la punta



GRAEFE


	70 mm – 2 ¾ "	70 mm – 2 ¾ "	70 mm – 2 ¾ "	70 mm – 2 ¾ "
0.5 mm	03-260-005	03-261-005	03-264-005	03-265-005
0.7 mm	03-260-007	03-261-007	03-264-007	03-265-007
1.0 mm	03-260-010	03-261-010	03-264-010	03-265-010

Feine Pinzetten
Forceps – fine patterns
Pinces – modèles fines
Pinzas – modelos finos
Pinze – modelli fini



80 mm – 3 "	03-270-080	08-451-080
90 mm – 3 ½ "	03-270-090	08-451-090
105 mm – 4 ¼ "	03-270-105	08-451-105
115 mm – 4 ½ "	03-270-115	08-451-115
130 mm – 5 "	03-270-130	08-451-130
145 mm – 5 ⅔ "	03-270-145	08-451-145

glatt
smooth
lisse
lisa
liscio



80 mm – 3 "	03-272-080	03-273-080
90 mm – 3 ½ "	03-272-090	03-273-090
105 mm – 4 ¼ "	03-272-105	03-273-105
115 mm – 4 ½ "	03-272-115	03-273-115
125 mm – 5 "	03-272-130	03-273-130
145 mm – 5 ⅔ "	03-272-145	03-273-145
160 mm – 6 ⅓ "	03-272-160	
180 mm – 7 "	03-272-180	

gerieft
serrated
striée
estriada
zigrinato

fasspinzetten
Grasping forceps

Pinces à saisir
Pinzas para coger
Pinze da presa



DURANTE

145 mm – 5 ¾ "	03-274-145
160 mm – 6 ¼ "	03-274-160
200 mm – 8 "	03-274-200
250 mm – 9 ¾ "	03-274-250

RUSS. M • DELL

150 mm – 6 "	03-275-150
200 mm – 8 "	03-275-200
250 mm – 9 ¾ "	03-275-250
300 mm – 11 ¾ "	03-275-300
350 mm – 13 ¾ "	03-275-350

MAY • RUSS. 1:2

230 mm – 9 "
03-276-230



NELS • N

150 mm – 6 "	03-276-150
180 mm – 7 "	03-276-180
200 mm – 8 "	03-276-200
230 mm – 9 "	03-276-230

SINGLEY-TUTTLE




150 mm – 6 "	03-277-150
180 mm – 7 "	03-277-180
230 mm – 9 "	03-277-230
250 mm – 14 "	03-277-250
300 mm – 11 ¾ "	03-277-300

C • LLIN-DUVAL

200 mm – 8 "
x = 14 mm
03-280-014

200 mm – 8 "
x = 18 mm
03-280-018

200 mm – 8 "
x = 27 mm
03-280-027



1:1

1:2

1:1

1:1

1:1

1:2

splitterpinzetten
Splinter forceps

Pinces à échardes
Pinzas para espinas
Pinze fini per schegge



FEILCHENFELD

80 mm – 3 "	03-281-080
90 mm – 3 ½ "	03-281-090
115 mm – 4 ½ "	03-281-115



HUNTER

105 mm – 4 ¼ "	03-282-105	03-283-105
----------------	------------	------------



splitterpinzetten
Splinter forceps

Pinces à échardes
Pinzas para espinas
Pinze fini per schegge



WALTER-
CARMALT

1:1

1:1

1:1

105 mm – 4 ¼ "

03-286-105

03-287-105

80 mm – 3 ¼ "

03-272-115L

NEOA
INDUSTRY



100 mm – 4 "	03-288-105
125 mm – 5 "	03-288-130

cilienpinzette
Cilia forceps
Pinces à épiler
Pinzas depilatorias
Pinze per depilazione



BEER

1:1

90 mm – 3 ½ "
03-290-090



D • UGLAS

1:1

1:1

90 mm – 3 ½ "	03-291-090	03-292-090
---------------	------------	------------



LITT AUER

1:1



1:1

85 mm – 3 ¼ "	03-293-135	
90 mm – 3 ½ "		03-294-090



GRADLE

1:1

95 mm – 3 ¾ "
03-295-100




BARRAQUER

1:1

105 mm – 4 ¼ "
03-296-105

**Atraumatische Pinzetten
Atraumatic tissue forceps**

*Pinces atraumatiques
Pinzas de disección atraumáticas
Pinze per dissezione atraumatiche*




DE BAKEY

	Atrauma	Atrauma	Atrauma	Atrauma	Atrauma	Atrauma
	x = 1.0 mm	x = 1.2 mm	x = 1.5 mm	x = 2.0 mm	x = 2.8 mm	x = 3.5 mm
150 mm – 6 "	03-297-150	03-298-150	03-300-150	03-306-150	03-310-150	03-316-150
200 mm – 8 "	03-297-200	03-298-200	03-300-200	03-306-200	03-310-200	03-316-200
240 mm – 9 ½ "	03-297-240	03-298-240	03-300-240	03-306-240	03-303-370	03-316-240
300 mm – 12 "		03-298-300	03-300-300	03-306-300	03-310-300	03-316-300
350 mm – 13 ¾ "				03-306-350	03-310-350	03-316-350
380 mm – 15 "					03-310-380	03-316-380
400 mm – 15 ¾ "					03-310-400	



DE BAKEY

	Light Weight	Light Weight	Light Weight
	x = 1.2 mm	x = 1.5 mm	x = 2.0 mm
150 mm – 6 "	03-297-150 LW		03-306-150 LW
200 mm – 8 "		03-297-200 LW	
240 mm – 9 ½ "		03-297-240 LW	
300 mm – 12 "		03-297-300 LW	




DE BAKEY

	Atrauma	Atrauma	Atrauma	Light Weight
	x = 1.5 mm	x = 2.0 mm	x = 3.5 mm	x = 2.0 mm
150 mm – 6 "	03-323-150	03-325-150	03-327-150	03-325-150 LW
200 mm – 8 "		03-325-200	03-327-200	
240 mm – 9 ½ "		03-325-240	03-327-240	
300 mm – 12 "		03-325-300	03-327-300	


Atraumatische Pinzetten
Atraumatic tissue forceps

Pinces atraumáticas
Pinzas de disección atraumáticas
Pinze per dissezione atraumatiche



DE BAKAY

	Titan / Atrauma	Titan / Atrauma	Titan / Atrauma	Titan / Atrauma	Titan / Atrauma	Titan / Atrauma	Titan / Atrauma
	x = 1.0 mm	x = 1.5 mm	x = 1.8 mm	x = 2.0 mm	x = 2.5 mm	x = 2.8 mm	x = 3.5 mm
150 mm – 6 "	03-330-150	03-340-150	03-342-150	03-346-150	03-348-150	03-350-150	03-356-150
200 mm – 8 "	03-330-200	03-340-200	03-342-200	03-346-200	03-348-200	03-350-200	03-356-200
240 mm – 9½ "	03-330-240	03-340-240	03-342-240	03-346-240	03-348-240	03-350-240	03-356-240
300 mm – 12 "				03-346-300	03-348-300	03-350-300	03-356-300
350 mm – 13¾ "							03-356-350




DE BAKAY

	Titan / Atrauma	Titan / Atrauma	Titan / Atrauma
	x = 1.5 mm	x = 2.0 mm	x = 2.4 mm
160 mm – 6¼ "	03-362-150	03-365-150	
200 mm – 8 "	03-362-200	03-365-200	03-367-200
240 mm – 9½ "		03-365-240	
300 mm – 12 "		03-365-300	


Atraumatische Pinzetten
Atraumatic tissue forceps

Pinces atraumatiques
Pinzas de disección atraumáticas
Pinze per dissezione atraumatiche



DE BAKAY

	Titan / Atrauma	Titan / Atrauma	Titan / Atrauma	Titan / Atrauma	Titan / Atrauma	Titan / Atrauma	Titan / Atrauma
	x = 1.0 mm	x = 1.5 mm	x = 1.8 mm	x = 2.0 mm	x = 2.5 mm	x = 2.8 mm	x = 3.5 mm
150 mm – 6 "	03-380-150	03-390-150	03-392-150	03-396-150	03-398-150	03-400-150	03-406-150
200 mm – 8 "	03-380-200	03-390-200	03-392-200	03-396-200	03-398-200	03-400-200	03-406-200
240 mm – 9 ½ "	03-380-240	03-390-240	03-392-240	03-396-240	03-398-240	03-400-240	03-406-240
300 mm – 12 "				03-396-300	03-398-300	03-400-300	03-406-300
350 mm – 13 ¾ "							03-406-350



DE BAKAY

	Titan / Atrauma	Titan / Atrauma	Titan / Atrauma
	x = 1.5 mm	x = 2.0 mm	x = 2.4 mm
160 mm – 6 ¼ "	03-412-150	03-415-150	
200 mm – 8 "	03-412-200	03-415-200	03-417-200
240 mm – 9 ½ "		03-415-240	
300 mm – 12 "		03-415-300	


Atraumatische Pinzetten
Atraumatic tissue forceps

Pinces atraumatiques
Pinzas de disección atraumáticas
Pinze per dissezione atraumatiche



DE BAKEY

	TC / Atrauma	TC / Atrauma	TC / Atrauma	TC / Atrauma	TC / Atrauma
	x = 1.5 mm	x = 2.0 mm	x = 2.4 mm	x = 2.7 mm	x = 3.5 mm
150 mm – 6 "	03-368-150	03-370-150	03-372-150	03-374-150	03-376-150
200 mm – 8 "	03-368-200	03-370-200	03-372-200	03-374-200	03-376-200
240 mm – 9 ½ "	03-368-240	03-370-240	03-372-240	03-374-240	03-376-240
300 mm – 12 "		03-370-300			



Manufacturer & Supplier Premium Quality Surgical, Dental, Podiatry, Pet Grooming and Beauty Care Instruments.

USA Address:

📍 5900 Balcones Drive # 16244
Austin TX, USA 78731.
☎ +1 (917) 773 3694
📞 **uk:** +44 7871 836765
✉ info@neoaindustry.com
neoaindustry4@gmail.com
🌐 www.neoaindustry.com

Main Head Office:

📍 Roars Road New Miana Pura
West, Sialkot 51310 Pakistan.
☎ +92 322 5587688
📞 +92 322 5587688
✉ info@neoaindustry.com
neoaindustry4@gmail.com
🌐 www.neoaindustry.com

